

貴重儀器中心手冊彙編格式

【儀器名稱】(請註明儀器中、英文名稱)

中文名稱：掃描式電子顯微鏡(SEM)及穿透式電子顯微鏡(TEM)

英文名稱：Scanning electron microscope(SEM)and Transmission electron microscope(TEM)

【儀器原理及功能】

電子顯微鏡大體上可分為穿透式電子顯微鏡及掃描式電子顯微鏡兩種。穿透式電子顯微鏡(簡稱電鏡)的功能類似光學顯微鏡，可觀察超顯微結構的平面構造，但解像力是光學顯微鏡的一千倍以上。所謂解像力是指能分辨兩點之間最小距離的能力。肉眼的解像力約 0.2mm，光源顯微鏡的解像力約 0.2 μm，而電鏡的解像力約 0.2nm。電鏡的解像力是肉眼的一百萬倍。

電鏡所要觀察的是細胞的超顯微構造，所以組織的固定非常的重要，固定液需在短時間內滲透完全，達到良好的固定效果。固定步驟通常以 2.5% 戊二醛 (Glutaraldehyde) 固定 2 個小時後以磷酸緩衝液清洗，再以四氧化銻 (Osmium tetroxide, O_5O_4) 固定 30 分鐘。醛類固定劑還可以保存組織的若干化學成分，甚至若干酵素，特別適用於電鏡的組織化學研究。

掃描電鏡的工作原理：在高電壓作用下，從電子槍射出來的電子束經聚光鏡和物鏡聚焦成很細的高能電子束，在掃描線圖的作用下，在試片的表面上作用掃描，電子束與試片表層物質相互作用，產生背散電子、二次電子等各種訊息，探測器將這些訊息接收，經放大器放大，送到陰極射線管(顯像管)的極，調製顯像管的亮度。

掃描電鏡的放大倍數，等於電子束在顯像上的掃描寬度與在試樣上掃描寬度的比值。設顯像管的屏為正方形，邊長為電子束在試樣上的掃描面積也為正方形。因為顯像屏的尺寸是固定的，要改變放大倍數，必須改變試樣上的掃描面積，例如需要增大放大倍數，必須使試樣上的掃描面積減小，這是透過改變掃描線圈的電流來實現。掃描電鏡的一個很大的優點是，景深大，便於研究粗糙的試樣表面，或斷口的外貌，景深是指試樣上平行電子束光軸方向的長度，在這個長度範圍內，試樣上各點的圖像均可聚焦清楚。

【儀器說明】

1. 掃描式電子顯微鏡(Hitachi S-3500N 型)
2. 穿透式電子顯微鏡(Hitachi H-7100 型)
3. 臨界點乾燥儀
4. 金屬離子覆膜儀
5. 超薄切片機

【服務項目】

1. 一般服務項目
 - (1) 掃描式電子顯微鏡(SEM)上機
 - (2) 穿透式電子顯微鏡(TEM) 上機
 - (3) 臨界點乾燥
 - (4) 金屬離子覆膜

【申請辦法】

請提前 7 天申請，每周一至五 09:00-17:00 上班時間，請電(05)2717470。

【樣品準備須知】

1. SEM 樣品厚度在 3mm 以下者，樣品面積以 7×7mm 見方為限；樣品厚度在 3mm 以上者，樣品面積以 5×5mm 見方為限
2. 樣品含高量油脂、蠟質，在電子束下會分解及釋出大量氣體之樣品，及乾燥處理後含水量仍高之樣品，恕不受理。
3. TEM 樣品者液體材料勿含醣物質，生物材料應保持新鮮度。

【收費標準】

SEM 上機費用	1500/hr
影像提供(數位)	自行攜帶 USB
臨界點乾燥	500 元/次
金屬離子覆膜	500 元/次

1. 校外每次預約以 2 小時為最小單位，不到 2 小時以 2 小時計費。
2. 校內每次預約以 1 小時為最小單位，不到 1 小時以 1 小時計費。

【聯絡方式】

森林暨自然資源學系暨研究所 林瑞進 助理教授 電話：05-2717470

【儀器室地點】

森林暨自然資源學系 A02-412

【使用準備須知】

1. 本儀器之使用以委託技術員操作為原則，特殊情形者須經儀器負責人認可後方可自行操作。
2. 申請者請填寫試驗申請委託單後，按預定時間處理樣品及上機觀察，若因故不克前來請於2日前通知本研究室否則以棄權論，並重新預約登記。
3. 超薄切片機，原則上自行製作。