

## 冷光影像分析儀

### *Luminescence-Image Analyzer*

#### 【儀器原理及功能】

分析冷光影像，可用於Western，Northern Blot等實驗，當實驗的目標物附著於膜上，用含發冷光的材料附在目標物上時，即使是少量的物質，可由此儀器追蹤冷光而偵測到。

#### 【儀器說明】

廠牌及型別：Kodak。

主要附件：主體。

購置年月：民國89年12月。

經費來源：教育部、嘉義大學。

購價：1,159,000元

#### 【服務項目】

1. 本校師生之研究。
2. 管理單位提供技術指導及諮詢服務。

#### 【申請辦法】

1. 使用儀器需先向管理單位生化學系提出申請。經由管理人確認會操作後方得使用。
2. 可提前兩天內預約使用。若預約後，兩次爽約者，一個月內不得預約。

#### 【樣品準備須知】

確保儀器之清潔

#### 【收費標準】

無

#### 【聯絡人】

管理負責人：林芸薇 老師(271-7787，A32-515核心實驗室II)

操作指導員：生化所碩士班研究生

#### 【儀器室地點】

A32-515核心實驗室II

#### 【使用準備須知】

必須由管理人或技術諮詢老師確認會操作使用，始可使用

## 冷光影像分析儀 Luminescence-Image Analyzer



Luminescence-Image Analyzer